

Mantenimiento del Congelador de Nitrógeno Líquido
DISTRIBUCIÓN:

DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
Dirección	Director Gerente
Dirección	Jefe de la Unidad de Calidad
Mantenimiento	Subdirector de Ingeniería y Mantenimiento
Mantenimiento	Responsable de Mantenimiento
Mantenimiento	Responsable de Electromedicina
Hematología	Jefe de la Unidad de Hematología
Hematología	Coordinadora de Enfermería

SUMARIO DE MODIFICACIONES

REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
A	31/10/06	Primera edición

PREPARADO	REVISADO Y APROBADO
Nombre: Marga Alcover Cargo: Coordinadora de Enfermería Fecha: 31/10/06	Nombre: Joan Bargay Cargo: Jefe de la Unidad de Hematología Fecha: 31/10/06
La documentación del Sistema de Gestión se encuentra en la Intranet de Hospital Son Llàtzer. Existe una única copia papel autorizada y controlada en poder del Coordinador de Calidad por lo que cualquier otro documento papel se considerará copia no controlada.	

1.- Objeto

La presente instrucción pretende mantener, controlar y optimizar el funcionamiento del Congelador de Nitrógeno Líquido del servicio de Hematología y Hemoterapia con el fin de asegurar en todo momento el correcto funcionamiento del mismo.

2.- Descripción

En el servicio hay un congelador de nitrógeno líquido (CN2)

El nitrógeno líquido es un gas licuado a temperatura criogénica (-196°C).

Para la manipulación de muestras en el congelador de nitrógeno líquido, es preciso el uso de guantes criogénicos impermeables y de mampara protectora ya que puede producir quemaduras por frío o congelación.

El cambio del tanque de nitrógeno se realiza una vez a la semana (aproximadamente)

2.1. Mantenimiento preventivo:

2.2. Mantenimiento correctivo:

Cualquier incidencia o avería que se detecte por parte del personal del Servicio de Hematología será comunicada a la Unidad de Mantenimiento mediante el correspondiente parte, según lo que se define en el PG-63-001 en su apartado 3.4 Comunicación entre el Usuario y Mantenimiento. Esta unidad se encargará de gestionar y comunicar el estado de la Incidencia o Avería a la Unidad de Hematología.

En caso que suene la alarma o que se produzca una fuga importante llamar al 971621591 o 902450425 y también a mantenimiento del hospital Ext. 1402.

3. Registros

Los siguientes documentos serán archivados por parte de la Unidad de Hematología y Hemoterapia como registros de las operaciones de mantenimiento realizadas.

- *Comunicación de los Partes de Mantenimiento Correctivo*
- *Albaranes de Mantenimiento Correctivo.*