



Título

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO DE PRODUCTO EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN

Clasificación

01 PROCESO ASISTENCIAL DEL PACIENTE / 10 ENFERMERÍA

Forma de presentación: POSTER

Palabras clave: PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN PRODUCTO

Autores

CALONGE REILLO, M^a L., GONZALEZ SOLANA, I., CASTILLO CALCERRADA, A., LABRADOR CASTELLANOS, P.

Entidad COMPLEJO HOSPITALARIO LA MANCHA-CENTRO - HOSP. ALCAZAR DE SAN JUAN

CCAA CASTILLA - LA MANCHA

INTRODUCCION

DEFINICIÓN:

Con el presente póster se pretende describir el procedimiento que engloba todas las actividades encaminadas a identificar y seguir el producto estéril y su proceso de esterilización y en el que se ven involucrados diferentes servicios hospitalarios.

Implantado en el año 2000 es un proceso dinámico sujeto a cambios y revisiones: perfeccionamiento de hojas de registro, introducción y estudio de indicadores más rápidos y eficaces, adaptación de nuevas tecnologías etc.

OBJETIVO GENERAL:

☐ Establecer y mantener un procedimiento que permita la correcta identificación y trazabilidad del instrumental esterilizado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- ☐ Que el material quede correctamente identificado.
- ☐ Que después de su envío a Quirófano, esté siempre localizado.
- ☐ Comprobación de indicadores de esterilización.



☑ Creación de un documento válido sobre el proceso de esterilización y archivo correcto del mismo.

☑ Localización inmediata en los archivos de la Central de Esterilización, en base a éste nuevo documento, de todos los datos sobre el proceso de esterilización al que fue sometido el instrumental, es decir, los resultados de los indicadores de esterilización: físicos, químicos y biológicos.

MATERIAL Y METODOS

MATERIAL:

- Tarjeta identificadora adhesiva.
- Indicadores de esterilización.
- Hoja de registro para el control diario de los esterilizadores de vapor.
- Hoja de registro tarjeta identificadora e integrador químico de Quirófano.

MÉTODO:

Actividades de enfermería realizadas en la Central de Esterilización:

Antes del proceso de esterilización:

- ☑ Colocación de integrador químico en el interior de cajas y contenedores.
- ☑ Empaquetado correcto del instrumental.
- ☑ Cumplimentar datos de la tarjeta identificadora: fecha de esterilización, fecha de caducidad, código con número de esterilizador y número de ciclo.
- ☑ Colocar tarjeta en exterior de paquete.
- ☑ Anotar en la “Hoja de registro control diario esterilizadores vapor” la carga completa preparada para esterilizar, especificando nombre de cada contenedor, caja o equipo. Así como todos los datos referidos al ciclo y los resultados de indicadores.
- ☑ Esterilización del producto.

Después del proceso de esterilización:

- ☑ Envío a quirófano una vez comprobados los indicadores de esterilización (físicos, químicos y biológicos) y las condiciones del producto (integridad del envoltorio, ausencia de humedad etc.).



Actividades de enfermería realizadas en Quirófano:

- ☑ Recepción y almacenaje del producto esterilizado en óptimas condiciones.
- ☑ El día de la intervención se lleva al Quirófano correspondiente.
- ☑ Abrir “Hoja de registro indicadores de Esterilización” y cumplimentar datos del paciente: nombre, apellidos y número de Historia Clínica.
- ☑ Comprobación de integrador químico situado en el interior y devolución a Esterilización del material si es incorrecto.
- ☑ Pegar integrador químico y tarjeta identificadora del equipo en “Hoja de registro indicadores de Esterilización” en los espacios correspondientes.
- ☑ Archivo de la Hoja de registro en secretaría de Quirófano, como documento válido sobre el proceso de esterilización seguido.

CONCLUSIONES

Con este procedimiento sencillo de fácil seguimiento por el personal implicado y bajo coste, se han cumplido nuestros objetivos y se ha implantado una rutina de trabajo segura y precisa que aporta múltiples ventajas para los profesionales del Centro y por supuesto para nuestros pacientes-clientes:

- Valiosa información sobre el proceso, gracias a los datos registrados en la tarjeta identificadora y en nuestras hojas de registro.
- Archivo ordenado en la Central de Esterilización de las cargas diarias de trabajo y resultados de indicadores en un solo impreso.
- Seguridad para el personal de la Central de Esterilización, en cuanto al producto que genera y su posterior seguimiento.
- Seguridad para el personal de Quirófano, que reconoce, comprueba y archiva los indicadores químicos integradores de esterilización.
- Seguridad para el paciente al quedar plasmados y archivados en un documento propio, datos sobre todo el proceso que siguió el material esterilizado usado en su intervención quirúrgica, así como la posibilidad de recabar más información en los archivos de la Central.

