

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	ANATOMIA PATOLOGICA	Nº: IT-75-APA-21G
		Rev.: A
		Página 2 de 2

Instrucción técnica

Ganglio centinela melanoma

Primero se realizará un corte del bloque con Hematoxilina & eosina para valoración por el patólogo. En caso de ser negativo (ausencia de metástasis) el patólogo informará a los técnicos para que se proceda a la realización del protocolo del ganglio centinela para melanoma como sigue:

Se harán 3 tandas de 5 cortes cada una, separadas entre sí 150 micras:

1ª tanda:

1. H - E.
2. H - E.
3. HMB 45.
4. MELAN A.
5. S. 100.

SE REBAJA 150 MICRAS Y SE HACE OTRA TANDA DE:

2ª tanda:

6. H - E.
7. H - E.
8. HMB 45.
9. MELAN A.
10. S. 100.

SE REBAJA 150 MICRAS Y SE HACE OTRA TANDA DE:

3ª tanda

11. H - E.
12. H - E.
13. HMB 45.
14. MELAN A.
15. S. 100.

NOTA: El caso ha de pasarse al patólogo completo y ordenado. Es decir, en una misma bandeja colocar de forma ordenada las hematoxilinas y las técnicas de IHQ según el orden del protocolo.