
 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN	IT-75-RAD-1B
	BIOPSIA RENAL GUIADA POR ECOGRAFIA	Revisión: A
		Página 1 de 3

DISTRIBUCIÓN:	
DEPARTAMENTO	RESPONSABLE
Dirección	Director Gerente
Dirección	Jefe de la Unidad de Calidad
Unidad de Radiología	Responsable de la Unidad de Radiología

SUMARIO DE MODIFICACIONES		
REVISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN
A	17/03/2008	Primera edición

PREPARADO	REVISADO Y APROBADO
Nombre: Carmen Martinez Cargo: Jefe del servicio de radiología Fecha:	Nombre: Carlos Ricci Cargo: Director Gerente Fecha:
La documentación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra en la Intranet del HSLI. Existe una única copia papel autorizada y controlada en poder del Coordinador de Calidad, por lo que cualquier otro documento papel se considerará copia no controlada.	

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN	IT-75-RAD-1B
	BIOPSIA RENAL GUIADA POR ECOGRAFIA	Revisión: A
		Página 2 de 3

1. OBJETO

La presente instrucción de trabajo tiene por objeto establecer la metodología a seguir para la realización de la biopsia renal guiada por ecografía

2. CAMPO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación será a nivel de los trabajadores del Servicio de Radiología.

3. REFERENCIAS

4. RESPONSABILIDADES


5. DESCRIPCION PROCEDIMIENTO

VERIFICAR DATOS:

- Ubicación : planta
- Ayunas
- Confirmación analítica
- Alergias
- Consentimiento firmado (lo facilita la nefróloga)
- Coordinación con la nefróloga
- Traslado en cama

MATERIAL:

- Transductores
 - Convex (verde)
 - De punción con accesorio adaptador para distintos calibres de aguja (Ubicado en almacén izquierda)
- Bote gel y gel estéril
- Rotulador/capuchón
- Yodo /Hibimax
- Gasas
- Tallas
- Steri-strip
- Empapador
- Guantes
- Jeringa 10ml
- Mepivacaina inyectable 2%
- Bicarbonato 1 molar
- Kocher

 Govern de les Illes Balears Hospital Son Llàtzer	INSTRUCCIÓN	IT-75-RAD-1B
	BIOPSIA RENAL GUIADA POR ECOGRAFIA	Revisión: A
		Página 3 de 3

- Bisturí N° 11
- Aguja espinal 20GA 3.50 IN(0.7x90mm)(negra)
- Aguja IM 21G-1 ½(0,8x40mm)(verde)
- Aguja SBC 25G-5/8(0.5x16mm)(naranja)
- Aguja mecánica de biopsia acecut (146x115mm-22mm)
- Bote estéril con suero fisiológico + etiqueta con datos del paciente
- Apósito

COLOCACIÓN:

- Criterio médico
- Decúbito prono
- Almohada en zona abdominal baja(meso-hipogastrio)

REALIZACIÓN:

- Paciente estará siempre hospitalizado en planta o en hospital de día
- Avisar nefróloga
- Biopsia por medico radiologo

FINALIZACIÓN:

- Confirmación de anatomía patológica si la muestra es suficiente
- Traslado del paciente / sobre la zona de la realización de la punción

Consentimiento firmado en el casillero correspondiente

6. REGISTRO